COMFORTABLE HEALING.

Petite Roller

新色 登場

ベビーピンク JANコード 4945068157098

スカイブルー JAN⊐-ド 4945068157081 ペパーミントグリーン JAN⊐-ド 4945068515713

あなたの健康とともに **Matoba Electric**

Manufacturing Co.,Ltd

アーバンレッド JAN⊐-F 4945068515720

商品企画、設計、製造まで 一貫して自社生産にこだわった国産品

日本製











あらゆるシーンで全身の疲れに。

幅わずか21cmのコンパクトサイズにもかかわらず、効果を発揮するプチローラー。

筋肉のこりをやわらかくもみほぐし、血行をよくします。

足裏から指先まで全身の疲れを癒し、疲労回復はもちろん神経痛や筋肉痛の痛みの緩和にも効果的。

プチローラーさえあれば、長旅や出張の疲れも、溜まる前に癒すことができます。

全身の疲れを癒す多彩な用途。




小さくても 力強いローラーが 様々な疲れに 効果を発揮!

Petite Roller 750-5-

■各部の名称





○付屋品

1.本体にACアダプターを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

2.操作ツマミを、▲又は▼の位置へスライドさせるとローラーが回転を始めます。

3.回転速度を調節したい場合は、速度調整ダイヤルを回してください。

4.マッサージしたい部位をローラーに当ててください。※マッサージは「気持ち良い」と感じる強さで使用してください。

5.ご使用後は操作ツマミを■の位置へ合わせてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。







■仕様

○販売名:ブチローラー○医療機器承認番号:22000BZX00163000○分類:管理医療機器○一般的名称家庭用電気マッサージ器○製造国:日本<本体><

◆本体>
①使用電源:専用ACアダプター ②定格電圧:直流24V ③消費電力(無負荷):6W ②定格時間:15分 ③感電に対する保護のグラス:グラス皿 ③タイマー時間:15分 ③指圧ローラー回転数:約35×40回転/分 指圧ローラー形状:総数:3種類:合計24個 ②安全装置:過負荷停止装置 ②熱於近上装置 / 近米下土装着停止装置 ②患人寸法:幅21cm×息行き14cm×高さ8cm ④重量:約1.5kg(ACアダプター含む) ③実用標準負荷:20kg ③実用最大負荷:40kg 〈ACアダプター〉 <ACアダプタ

○入力電圧:交流100V○入力周波数:50/60Hz○出力電圧:直流24V○定格出力:42W○感電に対する保護のクラス:クラス:I○コード長さ:1.8m○製造国:中国

◎使用可能電圧:交流100V ◎電源コード長さ:1.8m

※印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。

※商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。

※電気代目安(30分/日使用時):約2.43円/月(新電力料金, 目安単価27円/kwh)

☆ 安全に関するご注意 ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。

○医師からマッサージを禁じられている人・例血栓(寒栓)症、重度の動脈りゅう(縮)、急性静脈りゅう(縮)、 各種皮膚炎及び皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む。)など◎急性の頚椎ねんざ(むちうち症)の疑いの

※次の人は、使用前に医師に相談してください。

○心臓に障害のある人○ペースメーカー等電磁障害を受けやすい体内権込型医用電気機器を使用している人○悪性腫瘍のある人○妊娠初期の不安定期又は出産直後の人○糖尿病等による高度な末梢 循環障害による知覚障害のある人の皮膚に創傷のある人(○骨組しょ)症の人・脊椎の骨折、捻挫、肉椎 れなどの急性疼痛性疾患の人(○梅鹿に創傷のある人(○骨組しょ)症の人・脊椎の骨折、捻挫、肉椎 れなどの急性疼痛性疾患の人(○梅鹿部位に異常(⑥染症、創傷など)のある人(○体温38°以上(有熱 期)の人 例急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期にある人・衰弱している人(○毎体 必要とする人や著しく体調のすぐれない時(○脊椎(せきつい)に異常のある人・背骨が曲がっている人(○腱 類条の人○その他、医療機関で治療中の人やかつて治療を受けた部位に使用する時©上記以外に身体に特に異常を感じている時©使用しても効果が現れない場合。

※特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してく

たこと。 ※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やベットを本体の周辺で遊ばせたり、本体の上にのせたりしないでください。事故やケガの原因になります。

的場電機製作所はこれからも皆様の健康のために。

株式会社的場電機製作所は1962年設立以来、小型精密モーターの開発に真摯に取組み、その技術は健康機器・医療機器の分野へ広がっています。 ローラーマッサージ機〈SRシリーズ〉に於いては、1983年の製造開始から現在に至るまでたくさんのお客様にご愛用頂き、販売実績は200万台を数えます。 皆様の健康のために、これからも今まで以上に意識して本当の"ものづくり"に専念していきます。

製品に関するお問合せ、ご相談は当店で

製造販売業者



株式会社的場電機製作所

本 社: 〒350-1101 埼玉県川越市的場2627 TEL 049-231-2255 FAX 049-231-6789 URL http://www.matoba.co.jp

製造販売業許可番号 11B2X00062